


Countertop Water Flosser

Instruction Manual

WT 6000
Dr. Mayer
LIFE & HEALTH



ENG
RO
BG
HU

Include: Water flosser x1PC, Adaptor x1PC, Standard Nozzle x3PCS, Tongue Scraper x1PC, Instruction Manual x1PC

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the safety instructions before using this product. The safety instructions provided here help you to use this product correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others.

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGERS

- Toddlers, infants, Children should not be allowed to use this device. Please keep it out of reach of children.
- Do not use if the power cord or plug was damaged.
- Always unplug the device after using.
- Do not touch plug with wet hand.
- Do not place the device in water or other liquids.
- Do not place the device where it may fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use the device while bathing.
- Do not touch the product which has fallen into water, Unplug immediately.


WARNINGS

- The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.
- Children should not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Keep the device away from heated surface.
- Do not use other tips expect recommend parts.
- Please do not use the device if you lost the nozzle.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be become lodged in the throat.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas.
- Do not use for any other purpose except oral cleaning.
- Do not fill the tank with warm water over than 40 °C.
- Certain types of mouthwash may damage the device by causing the water tank to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water tank.
- People who experience tooth or gum pain may not be able to use this device and should consult their dentist.
- Do not press the nozzle too close against your teeth or gums, doing so may injure your gums.
- For household use only, not for outside use.
- Please fill the tank with pure water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PARTS IDENTIFICATION

Water Flosser



- | | |
|---|-------------------|
| A: Nozzle Case | I: Nozzle |
| B: Water Tank | J: Nozzle knob |
| C: Volume Mark | K: Release Button |
| D: Handle Holder | L: Pause Switch |
| E: Unit Base | M: On/off Mark |
| F: Pressure Mark | N: Handle |
| G: Main Button | O: Pipe |
| (Pressing: On/Off control Rotation: Pressure adjust) | P: Unit Bottom |
| H: DC Jack Plug | Q: Tank Valve |

Accessories



HOW TO USE

GETTING STARTED

Place the device on a flat surface without any sharp objects and make sure the cord is dry and has no damage. The device is powered by a special adaptor with DC jack connector. (Input: 100-240V~, 50/60Hz; Output: 12V , 1.5A).

1. Insert the plug into the DC jack on the bottom of base and plug the adaptor cord into an electrical outlet. (Fig.1)
2. Take the Nozzle Case off.
3. Take the Water Tank off to fill with proper liquid, no warmer than 40 °C, do not pour in salt, tooth-paste, or chemicals, then replace the tank onto the top of main unit and press down firmly. (Fig.2-1&Fig2-2)




Fig.1




Fig.2-1




Fig.2-2

Inserting & Removing Nozzle

Inserting Nozzle

Insert tip into the center of the handle, audibly indicating when the nozzle attached to the handle in place. And also try to pull the tip out gently to confirm the tip is locked firmly. (Fig.3)




Fig.3




Fig.4

Removing Nozzle

Press the Release Button on the top end of the handle, then pull the nozzle out lightly by hand. (Fig.4)

How to use the water flosser

Note:

Do not power on the device before placing the nozzle in your mouth. First use, we suggest you choose the lower pressure, gradually increase the water pressure over time to the setting you need.

1. Hold the handle and point the nozzle to sink, then press down the Main Button to power the device on. (Fig.6)
2. Rotate the Main Button to adjust water pressure, after setting, push the Pause Switch to "0" position to pause the water flow. (Fig.7-1&Fig.7-2)




Fig.6




Fig.7-1




Fig.7-2

3. Adjust the direction of nozzle by rotating the nozzle knob;
4. Bend over to the sink and place the tip in your mouth, and then push the Pause Switch to "1" position to enjoy irrigating. (Slightly close your mouth to avoid the water splashing.) (Fig.8)




Fig.8




Fig.9

5. Position the water jet flow at 90-degree angle to the teeth and gums. (Fig.9)

6. Move the water jet slowly along the teeth. The water flow will short pause at **30 seconds**, which reminds you to clean the other arch of your mouth and another short pause at **1-minute** to remind you the recommended usage time is up. The unit will continue to work till **2-minute** cycle is complete or you turn it off. (Fig.10)




Fig.10

How to end use

You can end irrigating through the below methods:

- 1: Auto shut-off turns off after **2-minute** cycle is complete;
- 2: Turn it off by pressing the Main Button;
- 3: Unplug the adaptor directly when in any emergency;

After use

1. Take off the water tank and dispose of water in it.
2. Push the Pause Switch to "1" position, and power on to drain the water inside the device, then push the Pause Switch to "0" position again.
3. Turn off the device and wipe it with a soft dry cloth. (Fig.11)
4. Press down the Release Button, and remove the nozzle, then place it into the nozzle case. (Fig.12)
5. Unplug the adaptor.




Fig.11




Fig.12

FUNCTIONAL TIP

Tongue Scraper

When you want to clean your tongue, please gently place the tongue scraper onto the center midline of your tongue surface about halfway back with light water pressure setting first, and gradually increase the pressure as needed. (Fig.13)




Fig.13

Orthodontic Tip (sold separately)

The orthodontic tip is specially designed for people wearing braces: it will clean the hard to reach areas around and in braces.

- 1: Aim water stream at 90 degree to the tooth at the gum-line, start on the last molar (back tooth);
- 2: Slowly slide the tip along with the gum-line, and pausing briefly to use the brush bristles to clean the area between teeth and all around orthodontic braces.
- 3: Repeat until you have finished cleaning the inside and outside of all your teeth. (Fig.14)




Fig.14

Pocket Tip (sold separately)

The pocket tip is specifically designed for the cleaning of periodontal pockets. To use the pocket tip, it is a MUST to set the device to the lowest pressure setting.

1. Place the soft tip against a tooth at 45-degree angle and gently place the tip under the gum-line, then insert into the pocket. (Fig.15)




Fig.15

2. Turn the unit on and continue tracing along the gum-line until all periodontal pockets are treated. (Fig.16)




Fig.16

Note:

This tip must be used only with the lowest water pressure to extend life of soft tip as it is easily broken.

MAINTENANCE

Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may damage the device. Do not wash using hot water of over 40 °C. Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Main unit

1. Remove the water tank and drain the remains water inside the device.
2. Clean by using a soft cloth with liquid soap and dry with a soft dry cloth.
3. Do not submerge the main unit in water to clean.

Handle

1. Wash with water and dry up with a soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water hose.

Water tank

1. Wash with water and wipe with a soft dry cloth.
2. Make sure the water tank is inverted and firmly fixed to store.

Nozzle

1. Wash with water and wipe with a soft dry cloth.
2. Place the nozzle in the storage compartment.
3. Replace once every 6 months for Standard nozzle and tongue scraper, and once every 3 months for other tips.

Charging adaptor

Wipe the metal part of the power plug with a dry cloth once every 6 months.

TROUBLESHOOTING

| Problem | Possible Cause | Solution |
|----------------------------|---|--|
| Unit does not work | Motor not running | Make sure the adapter is firmly connected to the outlet and the unit. Make sure the outlet and unit power is on |
| | Dirt stuck in the nozzle | Clean or replace with a new nozzle |
| Water pressure is very low | The nozzle is deformed | Replace with a new nozzle |
| | Dirt stuck in the tank valve | Clean the valve and fill the tank with pure water |
| Water does not come out | The tank is empty | Fill the tank up |
| | Water pressure under the lowest setting | Slide the switch to adjust pressure |
| | Tank valve not open | Press down the tank, or reassemble the tank valve |
| Tank leaks | The valve was lost | Replace with a new tank valve |
| | The valve isn't install in place | Take off the valve and reinstall again |
| Tear in Pocket tip head | Tip head is worn | Replace with a new nozzle |

DISPOSAL

Do not disassemble the device at any time other than when disposing of it. Doing so earlier will destroy the product. The appliance must be disconnected from the power supply when disassembling the device.

Dr. Mayer Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com


Web: www.doctor-mayer.com



Countertop Irigator bucal

Manual de utilizare

WT 6000
Dr. Mayer
LIFE & HEALTH



ENG
RO
BG
HU

Include: Irigator bucal x1buc, Adaptor x1PC, Duză standard x3buc, Racletă limbă x1buc, Manual de utilizare x1buc

PRECAUȚII IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a folosi acest produs. Instrucțiunile de siguranță furnizate aici vă ajută să utilizați acest produs în mod corect, și, de asemenea, împiedică rănirea dumneavoastră sau a altor persoane.

Atunci când utilizați produse electrice, mai ales în prezența copiilor, trebuie să urmați întotdeauna măsurile de precauție de bază.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

PERICOLE

- Copiii mici, bebelușii, copiii nu trebuie să aibă accea la utilizarea acestui aparat. Vă rugăm să nu îl păstrați la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu atingeți priza cu mâinile ude.
- Nu așezați aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu așezați aparatul în locuri de unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Nu atingeți produsul, care a căzut în apă, deconectați imediat.


AVERTISMENTE

- Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sub supraveghere.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatul trebuie să fie utilizat doar împreună cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Păstrați dispozitivul la distanță de suprafața încălzită.
- Nu folosiți alte dispozitive, așteptați piesele recomandate.
- Vă rugăm să nu folosiți aparatul dacă ați pierdut duza.
- Nu păstrați duza la îndemâna copiilor mici. Duza este suficient de mică pentru a fi înghițită și poate rămâne în gât.
- Nu direcționați apă sub limbă, în ureche, nas sau în alte zone delicate.
- Nu folosiți în alte scopuri, cu excepția curățării orale.
- Nu umpleți rezervorul cu apă caldă peste 40 ° C.
- Anumite tipuri de apă de gură pot duce la deteriorarea aparatului prin provocarea spargerii rezervorului de apă. Prin urmare, nu utilizați apa de gură în rezervorul de apă.
- Persoanele care prezintă dureri ale dinților sau gingiei nu pot utiliza acest dispozitiv și trebuie să consulte medicul lor dentist.
- Nu apăsați duza prea aproape de dinți sau gingii, acest lucru poate răni gingiile.
- Pentru uz casnic doar, nu utilizați în exterior.
- Vă rugăm să umpleți rezervorul cu apă pură.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

IDENTIFICAREA PIESELOR

Irigator Bucal



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A: Carcasa Duzei | I: Duză |
| B: Rezervor de Apă | J: Buton Duză |
| C: Indicator de Volum | K: Buton Eliberare |
| D: Suport Mâner | L: Pauză |
| E: Unitate de Bază | M: Pornit/Oprit |
| F: Indicator de Presiune | N: Mâner |
| G: Buton Principal | O: Tub |
| (apăsati: Pornit/Oprit | P: Unitate Inferioară |
| Rotați: Reglați presiunea) | Q: Supapă Rezervor |
| H: DC Mufă | |

Accesorii



MODALITATE DE UTILIZARE

PORNIRE

Așezați aparatul pe o suprafață plană, fără obiecte ascuțite și asigurați-vă că este uscat cablul și nu este deteriorat. Dispozitivul este alimentat de un adaptor special cu conector cu mufă DC. (Intrare: 100-240V~, 50/60Hz; leșire: 12V, 1.5A).

1. Introduceți ștecherul în mufa DC în partea de jos a bazei și conectați cablul adaptor la o priză electrică. (Fig.1)




Fig.1

2. Scoateți carcasa duzei.

3. Scoateți rezervorul de apă pentru a-l umple cu lichid adecvat, la o temperatură de sub 40 ° C, nu turnați sare, pasta de dinți, sau produse chimice, apoi înlocuiți rezervorul în partea de sus a unității principale și apăsați ferm în jos. (Fig.2-1&Fig2-2)




Fig.2-1




Fig.2-2

Inserarea și scoaterea duzei

Inserarea duzei

Introduceți vârful în centrul mânerului, indicând audibil când duza atașată este fixată pe poziție. Și, de asemenea încercați să trageți vârful afară ușor pentru a confirma că vârful este blocat ferm. (Fig.3)




Fig.3




Fig.4

Scoaterea duzei

Apăsați butonul de eliberare din partea superioară a mânerului, apoi trageți duza ușor cu mâna. (Fig.4)

Modalitatea de utilizare a irigatorului bucal

Notă:

Nu alimentați dispozitivul înainte de introducerea duzei în gură. La prima utilizare, vă sugerăm să alegeți o presiune mai mică, apoi să creșteți treptat presiunea apei în timp ce alegeți setările preferate.

1. Țineți mânerul și îndreptați duza spre chiuvetă, apoi apăsați butonul principal pentru a alimenta dispozitivul. (Fig.6)




Fig.6

2. Rotiți butonul principal pentru a regla presiunea apei, după setare, apăsați butonul „Pauză” în poziția "0" pentru a întrerupe fluxul de apă. (Fig.7- 1&Fig.7-2)




Fig.7-1




Fig.7-2

3. Reglați direcția duzei prin rotirea butonului duzei;




Fig.8

4. Întindeți-vă peste chiuvetă și puneți vârful în gură, apoi apăsați butonul „Pauză” în poziția "1" pentru a vă bucura de irigație. (apropiați încet de gură pentru a evita stropirea.) (Fig.8)

5. Poziționați debitul jetului de apă la unghi de 90 de grade față de dinți și gingii. (Fig.9)




Fig.9

6. Mișcați jetul de apă încet de-a lungul dinților. Debitul de apă va face o pauză de **30 de secunde**, care vă reamintește să curățați alte arcade ale gurii dvs și o altă pauză scurtă de **1 minut** pentru a vă reaminti că ora de utilizare recomandată s-a terminat. Unitatea va continua să lucreze până la completarea ciclului de **2 minute** sau până îl opriți. (Fig.10)




Fig.10

Cum să încetați utilizarea

Puteți înceta irigarea prin una din următoarele metode:

- 1: Oprirea automată se stinge după completarea ciclului de **2 minute**;
- 2: Opriți apăsând butonul principal;
- 3: Deconectați adaptorul direct în caz de urgență;

După utilizare

1. Scoateți rezervorul și apa din el.




Fig.11

2. Apăsați butonul Pauză în poziția "1", și alimentați pentru a evacua apa din interiorul dispozitivului, apoi împingeți butonul Pauză în poziția "0" din nou.

3. Închideți rezervorul și ștergeți cu o cârpă uscată. (Fig.11)

4. Apăsați butonul de eliberare, și scoateți duza, apoi puneți-l în carcasa duzei. (Fig.12)




Fig.12

5. Deconectați adaptorul.

FUNCȚIONAL TIP

Racleta de limbă

Când doriți să vă curățați limba, vă rugăm plasați ușor racleta de limbă pe centrul liniei mediane a suprafeței limbii la aproximativ jumătatea drumului înapoi cu setarea presiunii reduse a apei, și creșteți treptat presiunea după caz. (Fig.13)




Fig.13

Vârf ortodontic (vândut separat)

Vârful ortodontic este special conceput pentru persoanele care poartă aparat dentar: se vor curăța zonele greu accesibile din jurul protezelor.

1: Îndreptați jetul de apă la 90 de grade față de dinți pe linia gingiei, începeți de la ultimul molar (zona posterioară a dintelui);

2: Glisați ușor vârful pe linia gingiei, și opriți puțin utilizând peria pentru a curăța zona dintre dinți și în jurul protezelor ortodontice.




Fig.14

3: Repetați până când ați terminat curățarea în interior și exterior a tuturor dinților. (Fig.14)

Vârf cavitate (vândut separat)

Vârful cavității este conceput special pentru curățarea cavităților parodontale. Pentru a utiliza vârful cavității, trebuie să setați aparatul la cel mai mic reglaj al presiunii.

1. Plasați vârful moale pe dinte la 45 de grade și puneți ușor vârful sub linia gingiei, apoi introduceți în cavitate. (Fig.15)




Fig.15

2. Porniți aparatul și continuați urmărirea liniei gingiei până când toate cavitățile parodontale sunt tratate. (Fig.16)




Fig.16

Notă:

Acest vârf trebuie să fie utilizat numai la cea mai mică presiune a apei pentru a prelungi viața vârfului moale, deoarece este ușor de spart.

MENTENANȚĂ

Folosiți numai apă sau agent de curățare neutru pentru a curăța dispozitivul. Nu utilizați niciodată agenți caustici sau abrazivi (de exemplu, oțet sau calcar de curățat), deoarece acestea pot deteriora aparatul. Nu spălați cu apă caldă peste 40 ° C. Păstrați dispozitivul la distanță de zonele cu temperatură ridicată și evitați lumina directă a soarelui.

Unitatea principală

1. Scoateți rezervorul de apă și scurgeți apa rămasă în interiorul dispozitivului.
2. Curățați cu o cârpă moale cu săpun lichid și uscați cu o cârpă moale și uscată.
3. Nu introduceți unitatea principală în apă pentru a curăța.

Mânerul

1. Spălați cu apă și uscați cu o cârpă moale.
2. Nu îndoiți, trageți sau răsuciți furtunul de apă.

Rezervorul cu apă

1. Spălați cu apă și ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
2. Asigurați-vă că rezervorul de apă este inversat și ferm fixat.

Duză

1. Înlocuiți o dată la 6 luni pentru duza standard și racleta de limbă, și o dată la fiecare 3 luni pentru alte vârfuli.

Adaptorul de încărcare

Ștergeți partea de metal a ștecherului de alimentare cu o cârpă uscată o dată la 6 luni.

DEPANARE

| Problemă | Cauză posibilă | Soluții |
|-------------------------------------|---|--|
| Unitatea nu funcționează | Motorul nu funcționează | Asigurați-vă că adaptorul este bine conectat la priză și la unitate. Asigurați-vă că priza și unitatea de alimentare sunt pornite |
| Presiunea apei este foarte redusă | Murdărie blocată în duză | Curățați sau înlocuiți cu o duză nouă |
| | Duza este deformată | Înlocuiți cu o duză nouă |
| Apa nu iese în afară | Murdărie blocată în supapa rezervorului | Curățați supapa și umpleți rezervorul cu apă curată |
| | Rezervorul este gol | Umpleți rezervorul |
| Apa nu iese în afară | Presiunea apei sub cea mai joasă setare | Întoarceți întrerupătorul pentru a seta presiunea |
| | Supapa rezervorului nu este deschisă | Apăsați în jos rezervorul, sau reasamblați supapa rezervorului |
| Rezervorul prezintă scurgeri | Supapa a fost pierdută | Înlocuiți cu o supapă nouă |
| | Supapa nu este instalată pe poziție | Scoateți supapa și reinstalați |
| Capul vârfului cavității este spart | Capul vârfului este uzat | Înlocuiți cu o duză nouă |

ELIMINARE

Nu demontați aparatul în alt scop decât atunci când îl aruncați. Făcând acest lucru mai devreme va distruge produsul. Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare atunci când demontați dispozitivul.

Dr. Mayer Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com


Web: www.doctor-mayer.com



Плот Орала иригатор

Потребител

WT 6000
Dr. Mayer
LIFE & HEALTH



ENG
RO
BG
HU

Включва: орална Irrigator x1buc, x1PC адаптер, стандарт x3buc дюза, X1buc език стъргалка, Ръководство на потребителя x1buc

Важни мерки

Моля, прочетете инструкциите за безопасност, преди да използвате този продукт. Инструкциите за безопасност, предвидени тук, за да ви помогнат да използвате продукта правилно, и също така предотвратява наранявания на вас или други хора. При използване на електрически продукти, особено в присъствието на деца, вие трябва винаги спазвайте основните мерки.

Прочитане на всички инструкции

преди употреба

- Малките деца, бебета деца трябва да имат достъп до помощта на това устройство. Моля, не го държи далеч от деца.
- Да не се използва, ако захранващият кабел или щепселът е повреден.
- Винаги изключвайте уреда след употреба.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- Не поставяйте устройството във вода или други течности.
- Не поставяйте машината където може да падне или да бъде изтеглен в една ванна или мивка.
- Не използвайте устройството по време на къпане
- Не пипайте продукта, който падна във водата, веднага изключете.


Предупреждения

- Устройството може да се използва от деца над 8 години и хора с физически, сетивни или умствени способности или липса на опит под наблюдение.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Уредът трябва да се използва само заедно с блока за захранване с машината.
- Дръжте устройството далеч от нагрята повърхност.
- Не използвайте други устройства, изчакайте части препоръчани.
- Моля, не използвайте машината правите, ако сте пропуснали дюза.
- Дръжте накрайника на достъпа на малки деца. Дюзата е достатъчно малък, за да се погълщат и може да остане в гърлото.
- Не насочвайте вода под езика, ушите, носа или други деликатни зони.
- Да не се използва за други цели, освен за перорално почистване.
- Не пълнете резервоара с вода с температура над 40 ° C.
- Някои видове вода за уста могат да повредят устройството чрез причиняване резервоар счупване вода. Ето защо, не се използва вода за уста в резервоара за вода
- Хората, които изпитват болка зъби или венци не могат да използват това устройство и трябва да се консултират със своя зъболекар
- Не натискайте дюзата твърде близо до зъби или венците, това може да повреди венците.
- За домакинството само, не използвайте на открито.
- Моля попълнете вода чиста.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Идентификация на части

орална иригатор



- | | |
|---|---------------------------|
| A: жилища дюза | I: Дюза |
| B: резервоар за вода | J: Бътър дюза |
| C: индикатор на силата на звука | K: освобождаване на бутон |
| D: Подкрепа дръжка | L: Pause |
| E: основна единица, | M: On/off |
| F: индикатор за налягане | N: Работете |
| G: първична бутон (Press: On / Off Ротация: Регулиране на налягането) | O: Tube |
| H: DC жак | P: по-ниска единица |
| | Q: Клапаните |

аксесоари




КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Начало


Поставете устройството на равна повърхност, без остри предмети и се уверете, че кабелът е сух и не са повредени. Устройството се захранва от специален адаптер с DC конектор жак. (Input: 100-240V ~ 50 / 60Hz, Output: 12V, 1.5A).

1. Поставете щепсела в жака DC в долната част на основата и включете адаптера в електрически



2. Премахване на корпуса на дюзата



3. Take the Water Tank off to fill with proper liquid, no warmer than 40 °C, do not pour in salt, tooth-paste, or chemicals, then replace the tank onto the top of main unit and press down firmly. (Fig.2-1&Fig2-2)



Поставяне и изваждане на дюзата

поставяне на накрайника

Поставете върха в центъра на дръжката, което показва, чува, когато дюзата е прикрепен здраво. И също така се опита да извади леко наклони, за да потвърдите, че върхът е здраво заключена. (Фигура 3)



Сваляне на дюзата

Натиснете бутон за освобождаване на горната част на дръжката, след това издърпайте леко дюзата на ръка. (Фигура 4)

Как да се използва орално иригатор

Забележка:

Не зареждайте устройството, преди пускането на дюзата в *jugă*. La първата употреба, ние трябва да използваме по-ниско налягане и след това постепенно да се увеличи налягането на водата, докато вие изберете предпочитаните настройки.

1. Хванете дръжката и дюза, която сочи към мивката, след това натиснете главния бутон за захранване на устройството. (Фигура 6)
2. Включете главния прекъсвач, за да регулирате налягането на водата, след настройка, натиснете бутона Pause, за да "0" се пречи на движението на водата. (Fig.7- 1 & Fig.7-2)




Fig.6




Fig.7-1




Fig.7-2

3. Регулирайте посоката на дюзата чрез завъртане на крайника;

4. Разпространение над мивката и поставете върха в устата си, след което натиснете бутона Pause, за да "1", за да се насладите на напояване. (Затвори устата бавно да се избегне разливане.) (Фигура 8)




Fig.8

5. Място на ъгъла на водната струя поток от 90 градуса до зъбите и венците. (Фигура 9)




Fig.9

6. Преместете струя вода бавно, в продължение на зъбите. Дебитът на водата ще направи пауза в продължение на 30 секунди, напомняйки ви за почистване на устата си и друга аркадна друга кратка почивка 1 минута, за да ви напомня, че времето препоръчва използване е приключила. Устройството ще продължи да работи за завършване на цикъла в продължение на 2 минути или докато не я спрете. (Фигура 10)




Fig.10

Как да спрете да използвате

Можете да започнете напояване по следните начини:

- 1: Автоматично спиране след завършване на цикъла отива на 2 минути;
- 2: Спрете натискане на основния бутон;
- 3: Изключете AC адаптера директно в случай на авария

след употреба

1. Take off the water tank and dispose of water in it.
2. Натиснете бутона за пауза на "1", и храна, за да се оттича водата вътре в устройството, и след това натиснете бутона Pause, за да "0" отново.
3. Затворете резервоара и избършете със суха кърпа. (Фигура 11)
4. Натиснете бутона за освобождаване и свалете дюзата, след което се поставя в корпуса на дюзата. (Фигура 12)
5. Изключете AC адаптера.




Fig.11




Fig.12

ФУНКЦИОНАЛНИ

език стъргалка

Когато искате да почистите вашия език, моля, пуснете леко език стъргалка повърхност на централната средната линия на половината път обратно настройка език ниско налягане на водата, и постепенно увеличаване на налягането, както се изисква. (Фигура 13)




Fig.13

ортодонто всрха (Продава се отделно)

Ортодонто всрха е специално проектирана за хора, които носят скоби: почистване на трудно достъпни места около протезата.

- 1: Дръжте струята на водата при 90 градуса до зъбите на венците, започва да тече от последния кътник (задан зъб);

- 2: Плъзнете всрха на линията на венците, и да се спре с помощта на четка за почистване на пространството между зъбите и ортодонто протеза *jugull*.

- 3: Повторете, докато сте готови почистване на интериора и екстериора на всички зъби. (Фигура 14)




Fig.14

Съвет кухня (продава се отделно)

Peak кухня е проектирана специално за периодонтални *curăţareacavităţilor*. За използване на всрха кухня, трябва да го зададете на най-ниската за контрол на налягането.

1. Поставете всрха на зъба мека при 45 градуса и поставете всрха под венеца, след това поставете в кухнята. (Фигура 15)




Fig.15

2. Започнете устройство за проследяване и продължи, докато всички на венците се третират пародонтални кухни. (Фигура 16)




Fig.16

Забележка:

Този съвет трябва да се използва само при най-ниската налягане на водата, за да се разшири всрха живот меко, тъй като е лесно разбити.

ПОДДРЪЖКА

Използвайте само вода или неутрален почистващ препарат за почистване на устройството. Никога не използвайте абразивни или разяждащи препарати (например оцет или вар за почистване), тъй като те могат да повредят устройството. Не мийте с вода с температура над 40 ° C. Съхранявайте уреда далеч от райони с висока температура и да се избегне пряка слънчева светлина.

основната единица

1. Премахване на резервоара за вода и се отцежда останалата вода вътре в устройството.
2. Почистете с мека кърпа със сапун и подсушете с мека суха кърпа.
3. Да не се влиза в основното устройство за почистване на вода.

дръжката

1. Измийте с вода и подсушете с мека кърпа.
2. Да не се огъват, дръпнете или усукване на маркуча водата.

Яма вода

1. Измийте с вода и избършете с мека суха кърпа.
2. Уверете се, че резервоарът за вода е обръната и здраво закрепена.

дюза

1. Измийте с вода и избършете с мека суха кърпа.
2. Поставете отделението за съхранение на дюзите.
3. Поставете на всеки 6 месеца за стандартната дюзата и гумен език, и всеки 3 месеца за други пикове.

адаптер за зареждане

Избършете щепсела на метал мощност със суха кърпа на всеки 6 месеца.

отстраняване на неизправности

| проблемът | възможна причина | разтвор |
|------------------------------------|--|---|
| Устройството не работи | Двигателят не работи | Уверете се, че адаптерът е свързан към контакта и диск. |
| | | Уверете се, че на изхода и задвижването са започнали |
| Налягането на водата е много ниско | Блокирани мръсотия в дюза | Почистете или сменете с нова дюза |
| | Накрайникът е изкривен мръсотия | Заменете с нова дюза |
| Водата не се издава | резервоар клапан заключена в | Почистване вентил и напълнете резервоара с чиста вода |
| | Резервоарът е празен | Напълнете |
| Теча на резервоара | Налягането на водата в най-ниската настройка | Завъртете ключа за задаване на налягането |
| | Резервоар клапан се отваря | Натиснете надолу резервоар, или сглобяване на |
| Теча на всрха | Вентилът е загубен | Заменете с нов клапан |
| | Клапанът се монтира на мястото | Премахване на клапана и преинсталиране |
| Саре всрха кухня е счупен | Саре всрха е износен | Заменете с нова дюза |

ОТСТРАНЯВАНЕ

Не разглобявайте устройството за други цели, освен когато се хвърлят. Правейки това по-рано, ще унищожи продукта. Уредът трябва да бъде изключен от захранването, когато извадите устройството.

Dr. Mayer Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com


Web: www.doctor-mayer.com



Pult Orális Irrigátor

Használó

WT 6000
Dr. Mayer
LIFE & HEALTH



ENG
RO
BG
HU

Tartalmaz: Orális Irrigátor x1 db x1PC adapter standard fúvóka x3 darab,
Nyelv lehúzó x1 x1 db db kézi

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat, mielőtt ezt a terméket. A biztonsági utasításokat itt, hogy segítsen használja a terméket helyesen, és elkerülhető, hogy Önt vagy másokat.

Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

VESZÉLY

- Kisgyermek, csecsemők gyermekek számára hozzáférést kell biztosítani a készüléket. Kérjük, ne tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Mindig húzza ki a készüléket használat után.
- Ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne helyezze a készüléket, ahonnan leeshet, vagy húzni egy kád vagy mosdó.
- Ne használja a készüléket fürdés közben
- Ne érintse meg a terméket, amely vízbe esett, húzza ki azonnal.


FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék a gyermekek által használt több mint 8 éve, és az emberek testi, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve a tapasztalat hiánya felügyelet alatt.
- A gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak együtt kell használni a tápegységet a készülékhez mellékelte.
- A készüléket tartsuk távol a fűtött felület.
- Ne használjon más eszközöket, várjon alkatrészek ajánlott.
- Ne használja a gépet, ha nem fogadott fúvókát.
- Tartsa a fúvókát a kisgyermek számára elérhetetlen helyen. A fúvóka elég kicsi ahhoz kell lenyelni, és továbbra is a torokban.
- Ne irányítsa a víz alatt a nyelv, fül, orr vagy más érzékeny területeken.
- Ne használja más célra, kivéve szájaápolási.
- Ne tölts fel a tartályt forró vízzel 40 ° C-on
- Bizonyos típusú szájvíz károsíthatja a készüléket törést víztartály. Ezért ne használja szájvíz a víztartályba.
- Az emberek, akiknél a fájdalom fogak és az íny nem tudja használni ezt az eszközt, és kérjék ki fogorvos
- Ne nyomja a fúvóka túl közel van a fogak és az íny, az károsíthatja az íny.
- A háztartási, csak nem használja a szabadban.
- Kérjük, tölts ki a víz tiszta.

BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOK

Az alkatrészek

Orális Irrigátor



- A: Szórófej Ház
B: Víztartály
C: Volume indikátor
D: Support fogantyú
E: Az alapkészülék
F: Nyomás jelző
G: Elsődleges gomb
(Press: On / Off)
H: DC jack

- I: Szórófej
J: fúvóka gomb
K: kioldógomb
L: szünet kapcsoló
M: On/off Mark
N: Fogantyú
O: Cső
P: aljával
Q: tartály szelep

Kiegészítők




HOGYAN KELL ALKALMAZNI

START


Helyezze a készüléket egy sima felületre anélkül, hogy éles tárgyakat és ellenőrizze, hogy a kábel száraz és nem sérült. A készülék be van egy speciális adapter DC jack csatlakozó.
(Input: 100-240V ~ 50 / 60Hz, Kimenet: 12V, 1.5A).

1. A hálózati dugót a DC jack alján az alap és csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba (1.)



2. Vegye ki a szórófej ház.



3. Vegye ki a víztartályt, hogy tölts fel megfelelő folyadékkal alatti hőmérsékleten 40 ° C, felöntjük sós, fogkrém, vagy vegyszerek, akkor cserélje ki a tartály tetején a fő egység és nyomja le határozottan.
(Fig.2-1 & Fig2-2)



Behelyezése és eltávolítása a fúvóka

beillesztjük a fúvóka

Betétcsúcs a központja a fogantyút, jelezve, hallható, ha a töltőpisztoly rögzíteni. És azt is megpróbálják kihúzni óvatosan billentse meg kell erősíteni, hogy a hegy reteszelve. (3. ábra)



Eltávolítása a fúvóka

Nyomja meg a kioldó gombot a tetején a fogantyút, majd húzza ki a fúvóka kissé kézzel.
(4. ábra)

Hogyan kell használni az orális irrigátor

Megjegyzés:

Ne töltsd a készüléket, mielőtt a fúvóka gurá. La első használat, fel kell használni az alacsonyabb nyomást, majd fokozatosan növelje a víznyomást, amíg a kívánt beállításokat.

1. Fogja meg a fogantyút és a fúvóka felé mutat a mosogató, majd nyomja meg a fő gomb meghajtani az eszközt. (6. ábra)




Fig.6

2. A főkapcsolót állítsa be a víz nyomását, beállítás után, nyomja meg a Pause gombot "0", hogy megszakítja a víz áramlását. (Fig.7- 1 & Fig.7-2)




Fig.7-1




Fig.7-2

3. Állítsa be a fúvóka irányba forgatásával a fúvóka;




Fig.8

4. Elosztva a mosogató, és helyezze a hegyét a szájába, majd nyomja meg a Pause gombot az "1" élvezni az öntözés. (Close száj lassan fröccsenés elkerülésére.) (8. ábra)




Fig.9

5. Helyezzük áramlási vízsugár szögben 90 fokos a fogak és az íny. (9. ábra)

6. Vigye vízsugarat lassan a fogakat. A vízáramlás szünetet tart 30 másodpercig, emlékeztetve, hogy tisztítsa meg a száj és más arcade egy rövid szünet 1 perc emlékeztetni, hogy időben ajánlott használat véget ért. A készülék továbbra is működni fog a ciklus befejezéséig 2 percig, vagy amíg le nem állítja. (10. ábra)




Fig.10

Hogyan lehet megállítani a

Meg lehet kezdeni öntözés a következő módokon:

- 1: Automatikus leállítás befejezése után a ciklus megy 2 perc;
- 2: Ne nyomja a fő gomb;
- 3: Húzza ki a hálózati adaptert közvetlenül vészhelyzet esetén;

használat után

1. Vegye ki a tartályt, és a vizet.
2. Nyomja meg a Szünet gombot az "1", és az élelmiszer, hogy engedje le a vizet a készülék belsejében, majd nyomja meg a Pause gombot a "0" -ra.
3. Zárja le a tartályt és törölje le egy száraz ruhával. (11. ábra)
4. Nyomja meg a kioldógombot, és távolítsa el a fúvókát, majd tegyék a szórófej ház. (12. ábra)
5. Húzza ki a hálózati adaptert.




Fig.11




Fig.12

MŰKÖDÉSI TIPS

Nyelv lehúzó

Ha azt szeretnénk, hogy tisztítsa meg a nyelvet, kérjük csepp enyhén nyelv lehúzó felület közepén középvonalon félúton vissza nyelvi beállítás alacsony víznyomás, és fokozatosan növeli a nyomást, ha szükséges. (13. ábra)




Fig.13

fogszabályozó (Külön kapható)

Fogszabályozó tip kifejezetten azok számára, akik fogszabályozó viselése: tisztítsa meg a nehezen hozzáférhető helyeken is körül a protézis.

1: Tartsa a vízsugár 90 fokos szögben a fogak, az íny vonalában, indul az utolsó moláris (hátsó fog);

2: Csúsztassa a hegyét az íny vonal, és megáll a kefével tisztítsa meg a területet és a fogak közötti fogszabályozó protézissel jurull.

3: Ismétlje addig, amíg befejezte a tisztítást a külső és belső összes foga. (14. ábra)




Fig.14

Peak üreg (külön megvásárolható)

Peak üreg kifejezetten periodontális curătareacavitátiilor. Ahhoz, hogy a csúcs üregébe, be kell állítani, hogy a legalacsonyabb nyomásszabályozó.

1. Helyezze a puha hegyét a fogak 45 fok, és helyezze a hegye alatt fogínyen, majd helyezze be az üregbe. (15. ábra)




Fig.15

2. Indítsa el nyomkövető eszköz és tovább, amíg az összes, az íny vonalában kezelik periodontális üregek. (16. ábra)




Fig.16

Megjegyzés:

Ez az ötlet kell használni, csak a legalacsonyabb víznyomás kiterjeszteni tip élet lágy, mert könnyen török.

KARBANTARTÁS

Csak vizet vagy semleges tisztítószer a készülék tisztításához. Soha ne használjon súroló vagy maró hatású szerek (pl ecet vagy méz tisztítható), mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne mossuk forró vízzel 40 ° C-on tartjuk távol a készüléket területeken, ahol magas hőmérséklet és közvetlen napsugárzás elkerülése.

főegység

1. Vegye ki a víztartályt és ürítse ki a maradék vizet a készülék belsejében.
2. Puha ruhával és szappanos szárazra egy puha, száraz ruhával.
3. Ne adja meg a fő egységet, hogy tiszta vizet.

a fogantyú

1. Mossuk le a vízzel és törölje szárazra egy puha ruhával.
2. Ne hajlítsa meg, húzza vagy csavarja a tömlőt vízzel.

Víztartály

1. Mossuk le a vízzel és törölje le egy puha, száraz ruhával.
2. Győződjön meg róla, hogy a víztartály megfordul, és szilárdan rögzítve.

fúvóka

1. Mossuk le a vízzel és törölje le egy puha, száraz ruhával.
2. Helyezze a fúvókát tárolórekesz.
3. Cserélje 6 havonta a standard fúvóka és gumibetét nyelv, és 3 havonta más csúcsokat.

töltő adapter

Törölje a fém hálózati csatlakozót egy száraz ruhával minden 6 hónapban.

hibaelhárítás

| probléma | lehetőségek | megoldás |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| A készülék nem működik | A motor nem működik | Győződjön meg róla, az adapter csatlakoztatva van a konnektor és a hajtás. Biztosítani kell, hogy a boltok és a hatalom beindítják |
| A víznyomás nagyon alacsony | Blokkolt kosz fúvóka | Tisztítsa vagy cserélje ki egy |
| | A fúvóka torz | Cserélje ki egy új fúvókát |
| A víz ne lógjon | Piszoktartályról szelep zárva | Tiszta szelepet, és töltsd fel a tartályt tiszta vízzel |
| | A tartály üres | tölt |
| A víz ne lógjon | A víznyomás a legalacsonyabb szintre | Fordítsa a kapcsolót állítsa a nyomást |
| | Tartály szelep nyitva | Nyomja le a tank, vagy a tartály szelep szerelvény |
| A tartályt szívárgás | A szelep elveszett | Cserélje ki egy új szelepet |
| | A szelep van telepítve a helyén | Távolítsuk el a szelepet, és helyezze vissza |
| Cape tip üreg van törve | Cape tip kopott | Cserélje ki egy új fúvókát |

MEGSZÜNTETŐ

Ne szedje szét a készüléket más célra, mint mikor dobja. Ennek során a korábbi tönkreteszi a készüléket. A készüléket le kell választani a hálózatról, ha eltávolítja az eszközt.

Dr. Mayer Life and Health

E-mail: office@doctor-mayer.com

Web: www.doctor-mayer.com

